



Modification-évaluation

- Admission
 Modification
 Départ- Décès

Date: _____

Indiquer l'inventaire de produits restant: _____

Résidence:		Chambre:
Nom du résident:		Unité:

AU RESPONSABLE

Prendre la mesure Taille: cm po Hanches: cm po

Estimation des besoins Inscrire le Code Légende du produit dans les cases ci-dessous

Jour	Jour	Jour	Soir	Soir	Soir	Nuit	Nuit	Nuit

PS: Ne pas oublier d'effectuer tous les changements (Gestionnaire d'inventaire)

Signature de l'infirmière: _____

Date: _____

Légende	Code	Description	Légende	Code	Description
PADLL	54344	Serviette Intimate légère 25cm (10po)	MEN	50600	Tena Men
PADM	54284	Serviette Intimates moyenne 28cm (11po)	P	66100	Culotte Tena Petite (4 attaches) 56-91cm (22-36po)
ULT	54427	Serviette Intimates Ultime 41cm (16po)	MR	67802	Culotte Tena Stretch Ultra M/R 84-132cm (33-52po)
CE	62321	Serviette Confort Extra 40cm (15.5po)	LXL	67803	Culotte Tena Stretch Ultra L/LXL 104-163cm (41-64po)
PS	72631	Pull-up Plus P 64-89cm (25-35po)	2XL	61390	Culotte Tena Stretch Ultra 2XL 163-178cm (64-70po)
PM	72632	Pull-up Plus M 86-112cm (34-44po)	3XL	61391	Culotte Tena Stretch bariatrique 3XL 175-244cm (69-96po)
PL	72633	Pull-up Plus G 114-147cm (45-58po)	64211	64211	Tena Confort S/M (culotte filet) 51-94cm (20-37po)
PXL	72634	Pull-up Plus TG 140-168cm (55-66po)	64222	64222	Tena Confort L/XL (culotte filet) 71-132cm (28-52po)
P2XL	72508	Pull-up Plus TTG 173-203cm (68-80po)	64233	64233	Tena Confort XXL/XXXL (culotte filet) 97-157cm (38-62po)

Les produits suivants doivent être approuvés par le chef de service (ASI)

Légende	Code	Description	Légende	Code	Description
RJ	62418	Coussinet Tena modérées 61cm (24po)	SMR	67902	Culotte Tena Stretch Super M/R 84-132cm (33-52po)
PJ	62618	Coussinet Tena importantes 61cm (24po)	SLXL	67903	Culotte Tena Stretch Super L/LXL 104-163cm (41-64po)
SN	62718	Coussinet Tena maximales 69cm (27po)	S8	67804	Tena Flex Super Taille 8, 61-87cm (28-42po)
XPS	72116	Pull-up Extra P 64-89cm (25-35po)	S12	67805	Tena Flex Super Taille 12, 71-107cm (28-42po)
XPM	72232	Pull-up Extra M 86-112cm (34-44po)	S16	67806	Tena Flex Super Taille 16, 84-127cm (33-50po)
XPL	72332	Pull-up Extra G 114-147cm (45-58po)	S20	67807	Tena Flex Super Taille 20, 104-155cm (41-61po)
XPXL	72425	Pull-up Extra TG 140-168cm (55-66po)	M12	67837	Tena Flex Maxi Taille M, 71-107cm (28-42po)
XP2XL	72518	Pull-up Extra TTG 173-203cm (68-80po)	M16	67838	Tena Flex Maxi Taille L, 84-127cm (33-50po)

Commentaires: _____

* Les bonnes pratiques sont :

- **Prise de mesure de la clientèle** : permet d'identifier la bonne grandeur selon le produit
- **Bonne grandeur** : permet un ajustement près du corps, augmente la rapidité d'absorption
- **Bon ajustement** : permet de diminuer le risque de fuite et la rapidité d'absorption
- **Bon produit** : permet de diminuer le taux de change et augmente le confort du client
- **Bonne fréquence** : permet d'augmenter le confort du client et bonne gestion de l'inventaire
- **Bonne hygiène périnéale** : permet d'avoir une peau saine
- **Bonne gestion de l'inventaire** : permet de faire un suivi et de contrôler